

Modulo d'ordine



Aggiornato al 1 giugno 2023			
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		Città	
Tel.:		N° d'ordine	
Contatto		Riferimento	
Descrizione prodotto			
Le pelotte toracali swing-away, dotate di attacco, asta e imbottitura, garantiscono un corretto supporto alla parte superiore del corpo sui sistemi di seduta. La vasta gamma di pelotte swing-away disponibili permette di rispondere alle specifiche esigenze di ogni bambino, grazie alle diverse possibilità di configurazione. E' possibile scegliere la tipologia di attacco, in base al sistema di seduta utilizzato; la lunghezza e la curvatura dell'asta, e il modello dell'imbottitura. Inoltre, è possibile configurare l'attacco con un meccanismo di sgancio rapido, che permette di regolare l'altezza e la larghezza delle pelotte, senza l'utilizzo di attrezzi.			

Configura il set di pelotte swing-away, scegliendo l'attacco adatto al sistema di seduta, l'asta e l'imbottitura. Nel caso sia necessario ordinare una pelotta singola (destra o sinistra) o una parte di ricambio, consultare il modulo dei ricambi.


Scegli l'attacco adatto al sistema di seduta
x:panda + Panda Futura 5

Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
 Attacco no. 9 curvo	12	4,5	839xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>


Wombat

Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
 Attacco no. 4 dritto	12	5,5	834xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>
 Attacco no. 6 curvo	12	4,5	836xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Kudu

Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
 Attacco no. 10 curvo	12	4,5	8310xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Cougar

Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
 Attacco no. 8	7	8	838xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Panda Futura	Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
	Attacco no. 1 dritto	10,5	6	831xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Attacco no. 2 dritto	13,5	6	832xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Scegli l'asta

Asta dritta	Descrizione	L - cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 10 dritta corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	83x10-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 11 dritta lunga	16	83x11-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Asta curva da 2,5 cm	Descrizione	L - cm	L2- cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 25 curva corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	2,5	83x25-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 26 curva lunga	16	2,5	83x26-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Asta curva da 4,5 cm	Descrizione	L - cm	L2- cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 45 curva corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	4,5	83x45-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 46 curva lunga	16	4,5	83x46-xxx	--- <input type="checkbox"/>





Asta curva da 6,5 cm	Descrizione	L - cm	L2- cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 65 curva corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	6,5	83x65-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 66 curva lunga	16	6,5	83x66-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Scegli l'imbottitura

Imbottitura no. 1-2-3 curva	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico
	Imbottitura no. 1 curva, nera	19	9	83xxx-160	399,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura no. 2 curva, nera	17	6,5	83xxx-260	399,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura no. 3 curva, nera	15	6,5	83xxx-360	399,00 <input type="checkbox"/>

Imbottitura no. 4 dritta	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico
	Imbottitura no. 4 dritta, nera	12	15,5	83xxx-460	399,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Imbottitura no. 5 dritta	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico
	Imbottitura no. 5 dritta, nera	10	10	83xxx-560	399,00 <input type="checkbox"/>
Imbottitura no. 6 dritta	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico
	Imbottitura no. 6 dritta, nera	11,5	5,5	83xxx-660	399,00 <input type="checkbox"/>
Accessori	Descrizione			Codice	Prezzo Pubblico
	Protezione per Pelotte nera, set			89150	59,00 <input type="checkbox"/>
	Fascia di chiusura in velcro per Pelotte, 25 mm			84120-25	25,00 <input type="checkbox"/>
	Fascia di chiusura in velcro per Pelotte, 40 mm			84120-40	25,00 <input type="checkbox"/>
	Sgrancio rapido per: Pelotte Panda Futura, Wombat Living, set			89102-30	59,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte Kudu, set			8910702-20	82,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte x:panda, set			8910702-30	82,00 <input type="checkbox"/>