

Modulo d'ordine

Aggiornato al 02 Novembre 2020

<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>	
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>	
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>	
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>	
<b>Città</b>			
<b>Tel.:</b>			
<b>Contatto</b>		<b>N° d'ordine</b>	
		<b>Riferimento</b>	


### Descrizione prodotto

Le pelotte toracali swing-away, dotate di attacco, asta e imbottitura, garantiscono un corretto supporto alla parte superiore del corpo sui sistemi di seduta. La vasta gamma di pelotte swing-away disponibili permette di rispondere alle specifiche esigenze di ogni bambino, grazie alle diverse possibilità di configurazione. E' possibile scegliere la tipologia di attacco, in base al sistema di seduta utilizzato; la lunghezza e la curvatura dell'asta, e il modello dell'imbottitura. Inoltre, è possibile configurare l'attacco con un meccanismo di sgancio rapido, che permette di regolare l'altezza e la larghezza delle pelotte, senza l'utilizzo di attrezzi.

**Configura il set di pelotte swing-away, scegliendo l'attacco adatto al sistema di seduta, l'asta e l'imbottitura. Nel caso sia necessario ordinare una pelotta singola (destra o sinistra) o una parte di ricambio, consultare il modulo dei ricambi.**

### Scegli l'attacco adatto al sistema di seduta

x:panda + Panda Futura 5	Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
--------------------------	-------------	--------	--------	--------	-----------------



Attacco no. 9 curvo


12

4,5

839xx-xxx

 --- 

Wombat	Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
--------	-------------	--------	--------	--------	-----------------




Attacco no. 4 dritto

12

5,5

834xx-xxx

 --- 


Attacco no. 6 curvo


12

4,5

836xx-xxx

 --- 

Kudu	Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
------	-------------	--------	--------	--------	-----------------



Attacco no. 10 curvo


12

4,5

8310xx-xxx

 --- 

Cougar	Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
--------	-------------	--------	--------	--------	-----------------



Attacco no. 8


7

8


838xx-xxx


 ---


Modulo d'ordine


Panda Futura	Descrizione	L - cm	H - cm	Codice	Prezzo pubblico
	Attacco no. 1 dritto	10,5	6	831xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Attacco no. 2 dritto	13,5	6	832xx-xxx	--- <input type="checkbox"/>

### Scegli l'asta


Asta dritta	Descrizione	L - cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 10 dritta corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	83x10-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 11 dritta lunga	16	83x11-xxx	--- <input type="checkbox"/>


Asta curva da 2,5 cm	Descrizione	L - cm	L2- cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 25 curva corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	2,5	83x25-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 26 curva lunga	16	2,5	83x26-xxx	--- <input type="checkbox"/>

Asta curva da 4,5 cm	Descrizione	L - cm	L2- cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 45 curva corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	4,5	83x45-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 46 curva lunga	16	4,5	83x46-xxx	--- <input type="checkbox"/>


Asta curva da 6,5 cm	Descrizione	L - cm	L2- cm	Codice	Prezzo pubblico
	Asta no. 65 curva corta* <i>*scelta consigliata</i>	12	6,5	83x65-xxx	--- <input type="checkbox"/>
	Asta no. 66 curva lunga	16	6,5	83x66-xxx	--- <input type="checkbox"/>


### Scegli l'imbottitura



Imbottitura no. 1-2-3 curva	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico
	Imbottitura no. 1 curva, nera	19	9	83xxx-160	399,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura no. 2 curva, nera	17	6,5	83xxx-260	399,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura no. 3 curva, nera	15	6,5	83xxx-360	399,00 <input type="checkbox"/>

Imbottitura no. 4 dritta	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico
	Imbottitura no. 4 dritta, nera	12	15,5	83xxx-460	399,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Imbottitura no. 5 dritta	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico	
	Imbottitura no. 5 dritta, nera	10	10	83xxx-560	399,00	<input type="checkbox"/>

Imbottitura no. 6 dritta	Descrizione	W - cm	H - cm	Codice	Prezzo Pubblico	
	Imbottitura no. 6 dritta, nera	11,5	5,5	83xxx-660	399,00	<input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico	
	Protezione per Pelotte nera, set	89150	59,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia di chiusura in velcro per Pelotte, 25 mm	84120-25	25,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia di chiusura in velcro per Pelotte, 40 mm	84120-40	25,00	<input type="checkbox"/>
	Sgrancio rapido per: Pelotte Panda Futura, Wombat Living, set	89102-30	59,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte Kudu, set	8910702-20	82,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte x:panda, set	8910702-30	82,00	<input type="checkbox"/>