

Aggiornato 01 Aprile 2020

<b>Ordinante Azienda Indirizzo Codice Postale Città Tel.:</b>		<b>Consegnare a: Indirizzo Codice Postale Città</b>	
<b>Contatto</b>		<b>N° d'ordine Riferimento</b>	

### Dimensioni



A (Altezza schiena)
B (Altezza bracciolo)
C (Distanza poplite tallone)
D (Profondità seduta)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza seduta)
G (Altezza seduta capo)
H (Larghezza spalle)
Età
Peso

### Stingray Swing Out

	mis 1 cm	mis 2 cm	mis 3 cm	mis 4 cm
Larghezza seduta	20-28	20-28	26-38	26-38
Profondità seduta	17-24	21-28	27-34	29-36
Altezza schienale, spalle	35-45	38-48	43-53	48-58
Basculamento	10°-30°	10°-30°	10°-30°	10°-30°
Altezza seduta post. (punto più basso)	10	10	10	10
Larghezza	42	42	42	42
Peso	21 kg	22 kg	23 kg	24 kg
Portata minima omologata per il trasporto**	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Portata massima omologata per il trasporto**	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg

\* con supporti bacino




\*\* posizionato sul sedile anteriore con airbag disattivato





### Descrizione prodotto

Stingray Swing Out è un seggiolino per il trasporto in auto, modulare e funzionale, dotato di attacco Isofix e certificato secondo la normativa ECE R44/04. Il telaio di Swing-out permette ai genitori di ruotare la seduta di 90° sul lato destro e di estrarla di 25 cm fuori dall'abitacolo, in modo da agevolare il posizionamento del bambino. Il sistema di seduta può essere basculato di 20° ed disponibile in 4 misure. Viene fornito con set di imbottiture, poggiatesta, cintura a 5 punti, supporti bacino fissi e sistema di montaggio per Isofix. Può essere completato con vari accessori: poggiatesta Sculpted, pelotte, supporti bacino regolabili, adduttori e pedana.

**Note di Sicurezza**

Questo sistema di seduta è utilizzabile solo per auto dotate di attacco Isofix. Gli accessori presenti in questa scheda d'ordine sono certificati secondo la normativa ECE R44/04 e possono essere utilizzati come fissaggi o come supporti aggiuntivi. Eventuali modifiche non autorizzate non sono coperte dalla certificazione. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza dell'auto per fissare il seggiolino, sia con il bambino che senza.

Stingray Swing-out	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta	1	92001-R	4.613,00 <input type="checkbox"/>
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta	2	92002-R	4.613,00 <input type="checkbox"/>
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta	3	92003-R	4.613,00 <input type="checkbox"/>
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta	4	92004-R	4.613,00 <input type="checkbox"/>
<b>Prezzo comprensivo dei seguenti codici:</b>				
Scegli il colore: <b>Blu = 1</b> <input type="checkbox"/> <b>Rosso = 2</b> <input type="checkbox"/> <b>Verde = 3</b> <input type="checkbox"/> <b>Grigio = 4</b> <input type="checkbox"/>				
<b>Rosa = 5</b> <input type="checkbox"/> <b>Arancione = 6</b> <input type="checkbox"/> <b>Giallo = 7</b> <input type="checkbox"/>				
Set imbottiture, <i>specificare il colore</i>		mis 1-2	875051x	<input type="checkbox"/>
Set imbottiture, <i>specificare il colore</i>		mis 3-4	875052x	<input type="checkbox"/>
Sistema di montaggio per Isofix			NLPE-EASYFIT	<input type="checkbox"/>
Cuscini di protezione seduta e schienale Easyfit			NLSW071	<input type="checkbox"/>
Protezione sedile			NLPE011	<input type="checkbox"/>
	Cintura 5 punti, imbottita	mis 1	NLPE047	<input type="checkbox"/>
	Cintura 5 punti, imbottita	mis 2	NLPE048	<input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, fissi, neri	mis 1-2	8740230	<input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, fissi, neri	mis 3-4	8740240	<input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta "Sculpted"	1-4	8720831	65,00 <input type="checkbox"/>
	Adduttori completi di rivestimento, nero, set	3-4	NLPE044	34,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte laterali, 11x8x4,5, set	1	NLPE040	228,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte laterali, 12x10x4,5, set	2	NLPE041	228,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, regolabili, neri	1-2	8740250	214,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, regolabili, neri	3-4	8740260	214,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat* 31x19 cm - con asta	mis unica	95145-0	257,00 <input type="checkbox"/>
	* solo per Stingray Swing-out mis 3 e 4		NLPE046-1	
	Cintura tensionabile	mis unica	NLSW003	120,00 <input type="checkbox"/>