

Modulo d'ordine

Aggiornato al 29 agosto 2023			
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città			
Tel.:			
Contatto		N° d'ordine	
		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza schiena)
B (Altezza bracciolo)
C (Distanza poplite tallone)
D (Profondità seduta)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza seduta)
G (Altezza seduta capo)
H (Larghezza spalle)
Età
Peso

Stingray Swing Out	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta	20-28	20-28	26-38	26-38
Profondità seduta	17-24	21-28	27-34	29-36
Altezza schienale, spalle	35-45	38-48	43-53	48-58
Basculamento	10°-30°	10°-30°	10°-30°	10°-30°
Altezza seduta post. (punto più basso)	10	10	10	10
Larghezza	42	42	42	42
Peso	21 kg	22 kg	23 kg	24 kg
Portata minima omologata per il trasporto**	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Portata massima omologata per il trasporto**	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg

* con supporti bacino

** posizionato sul sedile anteriore con airbag disattivato

Descrizione prodotto


Stingray Swing Out è un seggiolino per il trasporto in auto, modulare e funzionale, dotato di attacco Isofix e certificato secondo la normativa ECE R44/04. Il telaio di Swing-out permette ai genitori di ruotare la seduta di 90° sul lato destro e di estrarla di 25 cm fuori dall'abitacolo, in modo da agevolare il posizionamento del bambino. Il sistema di seduta può essere basculato di 20° ed disponibile in 4 misure. Viene fornito con set di imbottiture, poggiatesta, cintura a 5 punti, supporti bacino fissi e sistema di montaggio per Isofix. Può essere completato con vari accessori: poggiatesta Sculpted, pelotte, supporti bacino regolabili, adduttori e pedana.

Modulo d'ordine

Note di Sicurezza

Questo sistema di seduta è utilizzabile solo per auto dotate di attacco Isofix. Gli accessori presenti in questa scheda d'ordine sono certificati secondo la normativa ECE R44/04 e possono essere utilizzati come fissaggi o come supporti aggiuntivi. Eventuali modifiche non autorizzate non sono coperte dalla certificazione. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza dell'auto per fissare il seggiolino, sia con il bambino che senza.

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Stingray Swing-out	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta	1	92001-R	4.993,00 <input type="checkbox"/>
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta ✓	2	92002-R	4.993,00 <input type="checkbox"/>
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta ✓	3	92003-R	4.993,00 <input type="checkbox"/>
	Stingray Swing-out, rotaz. a destra, poggiatesta ✓	4	92004-R	4.993,00 <input type="checkbox"/>

Prezzo comprensivo dei seguenti codici:





Scegli il colore: **Blu = 1** **Rosso = 2** **Verde = 3** **Grigio = 4**
Rosa = 5 **Arancione = 6** **Giallo = 7**

Set imbottiture, <i>specificare il colore</i> ✓	mis 1-2	875051x	<input type="checkbox"/>
Set imbottiture, <i>specificare il colore</i> ✓	mis 3-4	875052x	<input type="checkbox"/>

Sistema di montaggio per Isofix ✓		NLPE-EASYFIT	<input type="checkbox"/>
Cuscini di protezione seduta e schienale Easyfit ✓		NLSW071	<input type="checkbox"/>
Protezione sedile ✓		NLPE011	<input type="checkbox"/>

Cintura 5 punti, imbottita ✓	mis 1	NLPE047	<input type="checkbox"/>
Cintura 5 punti, imbottita ✓	mis 2	NLPE048	<input type="checkbox"/>

Supporti bacino, fissi, neri ✓	mis 1-2	8740230	<input type="checkbox"/>
Supporti bacino, fissi, neri ✓	mis 3-4	8740240	<input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta "Sculpted"	1-4	8720831	65,00 <input type="checkbox"/>
	Adduttori completi di rivestimento, nero, set	3-4	NLPE044	37,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte laterali, 11x8x4,5, set ✓	1	NLPE040	298,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte laterali, 12x10x4,5, set ✓	2	NLPE041	298,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, regolabili, neri ✓	1-2	8740250	294,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, regolabili, neri ✓	3-4	8740260	294,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat* 31x19 cm - con asta ✓	mis unica	95145-0	257,00 <input type="checkbox"/>
	* solo per Stingray Swing-out mis 3 e 4		NLPE046-1	
	Cintura tensionabile	mis unica	NLSW003	157,00 <input type="checkbox"/>