



Modulo d'ordine

Aggiornato al 14 Gennaio 2021

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza schiena)

B (Altezza bracciolo)

C (Distanza poplite tallone)

D (Profondità seduta)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza seduta)

G (Altezza seduta capo)

H (Larghezza spalle)

Età

Peso

Stingray	mis 1	mis 2
	cm	cm
Larghezza seduta (A)	30	35
Larghezza seduta tra adduttori	28	33
Larghezza seduta tra supporti bacino	18, 22, 26	23,27,31
Profondità seduta (B)	18-30	25-40
Altezza schienale, spalle (C)	27-41	36-51
Altezza schienale (C1)	41-55	50-65
Distanza poplite-tallone (D)	14-45	14-45
Altezza seduta da terra (E)	52	52
Larghezza schienale interna (F)	30	36
Larghezza schienale esterna (F1)	45	52
Larghezza (G)	59	59
Lunghezza con ruote anteriori piroettanti (H1)	74	74
Lunghezza con ruote anteriori grandi (H1)	84	84
Altezza totale con maniglione a 15° (I)	100, 103, 106	100, 103, 106
Pedana unica (Larg. x Prof.)	31x20	31x20
Lunghezza da chiuso	90	90
Altezza da chiuso	49	49
Peso, base	13.5 kg	13.5 kg
Peso, sistema seduta	5.5 kg	6.5 kg
Portata massima	40 kg	40 kg
Portata massima omologata per il trasporto	40 kg	40 kg
Reclinazione schienale / Basculamento	170° / 45°	170° / 45°
	75	90
Altezza massima utente	93	120

Modulo d'ordine

Descrizione prodotto



Stingray è un sistema di seduta con la base basculante a 45°, orientabile fronte mamma o fronte marcia con il bambino all'interno della seduta. La base ha 4 ruote, due posteriori fisse con freno a pedale diviso o unico, due anteriori piroettanti con blocco direzionale o fisse. La seduta, regolabile in larghezza e profondità, ha lo schienale regolabile in altezza e reclinabile di 180°. La pedana è elevabile e regolabile in altezza e flessioestensione. Il sistema può essere completato con vari accessori: poggiatesta, pelotte, pettorine e cinture, supporti bacino, cestino portaoggetti, supporto respiratore, supporto bombola ossigeno, dispositivi di fissaggio per il trasporto, cappottina parasole, copertura antipiovvia, barra di appoggio anteriore, tavolino, sacca termica e zaino.

Base Stingray	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
---------------	-------------	--------	-----------------



Prezzo base Stingray			1.721,00 <input type="checkbox"/>
		872 <input type="checkbox"/> x xx	
Ruote anteriori fisse da 12" - (ruote posteriori fisse)		1	--- <input type="checkbox"/>
Ruote ant. piroettanti da 7" (ruote post. ad estrazione rapida, senza freno sul maniglione)		2	--- <input type="checkbox"/>
Ruote anteriori piroettanti da 7" (ruote post. fisse)		4	--- <input type="checkbox"/>
		872 x <input type="checkbox"/> xx	
Ruote pneumatiche		1	--- <input type="checkbox"/>
Ruote antiforo		2	--- <input type="checkbox"/>
		872 xx <input type="checkbox"/> x	
Freni a pedale divisi		1	--- <input type="checkbox"/>
Freno a pedale unico		2	57,00 <input type="checkbox"/>
		872 xx x <input type="checkbox"/>	
Freno sul maniglione (ruote ad estrazione rapida non possibili)		1	109,00 <input type="checkbox"/>
Senza freno sul maniglione		2	--- <input type="checkbox"/>

Seduta	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
--------	-------------	--------	-----------------



Prezzo seduta standard			876,00 <input type="checkbox"/>
		871 <input type="checkbox"/> x 20	
Seduta mis 1		1	--- <input type="checkbox"/>
Seduta mis 2		2	--- <input type="checkbox"/>
		871 x <input type="checkbox"/> 20	
Pedana con asta corta 18 cm (solo per mis 1)		1	--- <input type="checkbox"/>
Pedana con asta lunga 31 cm		2	--- <input type="checkbox"/>













Cuneo seduta, 36 x 16 x 2,5 cm	mis unica	8720405	39,00 <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------	---------	--------------------------------

Scegli il colore: Blu = 1 Rosso = 2 Verde = 3 Grigio = 4
 Rosa = 5 Arancione = 6 Giallo = 7


Set imbottiture, <i>specificare il colore</i>	mis 1	875051x	206,00 <input type="checkbox"/>
Set imbottiture, <i>specificare il colore</i>	mis 2	875052x	206,00 <input type="checkbox"/>

Rivestimento per schienale in schiuma, 31 x 13 cm, spessore 12 mm	mis 1	8776325	12,00 <input type="checkbox"/>
Rivestimento per schienale in schiuma, 35,5 x 14 cm, spessore 12 mm	mis 2	8776326	12,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Cuscino poggiatesta, nero	mis 1	8740810	32,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	mis 2	8740820	32,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta "Sculpted"	Small	8720831	65,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta "Sculpted"	Large	8720832	65,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico*	Small	5099001	135,00 <input type="checkbox"/>
			9923-83	
			3470601 2pz	
	Poggiatesta anatomico* (consigliato per mis.1)	medium	8720862	135,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico* (consigliato per mis.2)	large	8720863	135,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*Senza asta, da montare direttamente sullo schienale</i>			
	Elementi di contenimento laterali capo		8720870	165,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta Stingray Swing Out		NLPE005 NLPE005-60	399,00 <input type="checkbox"/>
	Attacco per poggiatesta		8720850	39,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico *	small	9923493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico *	medium	9945493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico *	large	9967493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	<i>* Con asta, serve attacco poggiatesta 8720850</i>			
	<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>			
	Pelotte laterali	mis 1	8720301	189,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte laterali	mis 2	8720302	189,00 <input type="checkbox"/>
	Set rivestimento per pomello di regolazione pelotte laterali		8720360	17,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>			
	Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>			
	Supporti bacino, fissi neri	mis 1	8740230	107,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, fissi neri	mis 2	8740240	107,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino regolabili, neri	mis 1	8740250	214,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino regolabili, neri	mis 2	8740260	214,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore 4 x 7 cm	mis 1	8720501	48,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore 8 x 7 cm	mis 2	8720502	48,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore 8 x 11 cm	mis 3	8720503	48,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Tavolino	mis 1	8720010	449,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino	mis 2	8720020	449,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica, grigio, 44 x 34 cm	mis unica	8776350	166,00	<input type="checkbox"/>
Barra di appoggio anteriore	mis 1	8720401	97,00	<input type="checkbox"/>
Barra di appoggio anteriore	mis 2	8720402	97,00	<input type="checkbox"/>

Cappottina parasole, nera	mis 1	8740110	249,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole, nera	mis 2	8740120	249,00	<input type="checkbox"/>




Zaino	mis 1	87043183-1	27,00	<input type="checkbox"/>
Zaino	mis 2	87043183-2	42,00	<input type="checkbox"/>

Copertura anti pioggia Stingray per codice 8740110	mis 1	8720141	28,00	<input type="checkbox"/>
Copertura anti pioggia Stingray per codice 8740120	mis 2	8720142	28,00	<input type="checkbox"/>



Sacca termica, nera	mis 1	8740131	217,00	<input type="checkbox"/>
Sacca termica, nera	mis 2	8740132	254,00	<input type="checkbox"/>



Cestino portaoggetti	mis unica	8720600	59,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	-----------	---------	-------	--------------------------



Supporto bombola ossigeno *	mis unica	8776295	129,00	<input type="checkbox"/>
*Necessita di dispositivi posteriori di fissaggio per il trasporto				



Supporto per respiratore nero **	mis unica	8776290	230,00	<input type="checkbox"/>
**Necessita del freno centrale fissato alla base				



Dispositivi di fissaggio per il trasporto	mis unica	8720902	136,00	<input type="checkbox"/>
---	-----------	---------	--------	--------------------------



Dispositivo di aggancio per IV Pole Convaid	mis unica	8776291	60,00	<input type="checkbox"/>
---	-----------	---------	-------	--------------------------

IV Pole Convaid - Asta porta flebo	mis unica	C904566	151,00	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	-----------	---------	--------	--------------------------

Altre basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Base interni High-low (gas), per seduta Stingray compresa di adattatore	mis 1	8911871-20	1.378,00 <input type="checkbox"/>
	Base interni High-low (gas), per seduta Stingray compresa di adattatore	mis 2	8911872-20	1.540,00 <input type="checkbox"/>
	Kit Adattatore Stingray per base Hi-Low:x		8911610-20	270,00 <input type="checkbox"/>