




Modulo d'ordine

 Aggiornato al **01 Aprile 2020**

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni





A (Altezza schiena)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____












Strong Base	Regolazione manuale cm	Regolazione a manovella cm
Larghezza (G)	60 cm	60 cm
Lunghezza (H)	70 cm	70 cm
Altezza totale (I)	30-55 cm	30-51 cm
Altezza totale con maniglione di spinta	79.5-104.5	79.5-100.5
Lunghezza con maniglione di spinta	83	83
Altezza seduta da terra, x:panda mis. 4	42-67 cm	42-63 cm
Altezza seduta da terra, Panda Futura 5	45-70 cm	45-66 cm
Adattatore per pedana	16-35	16-35
Basculamento	-10 - +25°	-10 - +25°
Peso	14 kg	15.5 kg
Portata massima	120 kg	120 kg

Descrizione prodotto

Strong Base è una base per interni robusta, stabile e compatta adatta ad accogliere sistemi di seduta di grandi dimensioni come Panda Futura 5 e x:panda mis. 4. Regolabile in altezza, diponibile in due versioni, una con volantino e una manuale. E' dotata di basculamento da -10° a +25°. E' disponibile in un'unica misura e si può completare con interfaccia, maniglione di spinta, pedana unica o divisa.

Strong Base	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Strong Base, regolazione manuale	89508-1M	986,00 <input type="checkbox"/>
	Strong Base, regolazione a manovella	89508-1S	1.241,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Adattatore per montare x:panda mis. 4 e Panda Futura mis. 5		8911610-99L	193,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta		8910545	80,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta reg in inclinazione lungo		8910565	180,00 <input type="checkbox"/>
Pedane	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Asta singola per pedana unica	15.5 cm	8910820-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	29 cm	8910820-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	35 cm	8910820-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	15.5 cm	8910821-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	29 cm	8910821-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	35 cm	8910821-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 36 x 23 cm*	mis 2	95145-2	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 41 x 24 cm*	mis 3	95145-3	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat - 48 x 24 cm*	mis 4	95145-4	213,00 <input type="checkbox"/>
	* con asta di montaggio di 10 cm			
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 3	95145-3BOX	128,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	33,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori	mis unica	95145-20	41,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	15 cm	8910840-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	25 cm	8910840-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	31 cm	8910840-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm	15 cm	8910841-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm	25 cm	8910841-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm	31 cm	8910841-3	131,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Pedane a regolazione differenziata, 9,5x21 cm	mis 2	89143-2	323,00	<input type="checkbox"/>
Pedane a regolazione differenziata, 11x23,5 cm	mis 3	89143-3	323,00	<input type="checkbox"/>



Pedane separate	mis 2	89146-2	302,00	<input type="checkbox"/>
Pedane separate	mis 3	89146-3	302,00	<input type="checkbox"/>



Pedana multifunzione	18 cm	8910851-1	346,00	<input type="checkbox"/>
Pedana multifunzione	31 cm	8910851-2	346,00	<input type="checkbox"/>
Pedana multifunzione	35 cm	8910851-3	346,00	<input type="checkbox"/>



Pedana multifunzione con prolunga di 16 cm	18 cm	8910852-1	346,00	<input type="checkbox"/>
Pedana multifunzione con prolunga di 16 cm	31 cm	8910852-2	346,00	<input type="checkbox"/>
Pedana multifunzione con prolunga di 16 cm	35 cm	8910852-3	346,00	<input type="checkbox"/>

Misura pedana 20 x 12 cm

Distanziale in larghezza per pedana multifunzione		8910855	39,00	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	-------	--------------------------