



Modulo d'ordine

Aggiornato al 4 giugno 2024			
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		Città	
Tel.:		N° d'ordine	
Contatto		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza schiena)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____


Swan Curo	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza posteriore seduta (A)	22	26	32	41
Larghezza anteriore seduta (A1)	32	35,5	42,5	47,5
Profondità seduta (B)	26,5	31	40	45
Altezza schienale (C)	38	47	52,5	60
Altezza seduta da terra con ruote (E)	38-54	48-64	47-63	46,5-62,5
Larghezza schienale, spalle (F)	27	35	42,5	49
Larghezza schienale, bacino (F1)	21	25	31,5	40
Larghezza totale con ruote (G)	50	53	58	65,5
Lunghezza totale con ruote basculamento a 0° (H)	55,5	62,5	68	68
Altezza totale con ruote (I)	76-92	96-112	99-115	106-122
Peso	8.5 kg	10.5 kg	11.75 kg	12.75 kg
Basculamento	0°-20°	0°-20°	0°-20°	0°-20°
Portata massima	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg









Descrizione prodotto

Swan è una sedia da doccia/bagno per le funzioni igieniche che può essere basculata tramite pistone fino a 20°. Il telaio è in alluminio e regolabile in altezza. La seduta è in fibra di vetro liscia, la base e le ruote sono in acciaio inossidabile e antiruggine. Disponibile in 4 misure, può essere completato con numerosi accessori: poggiatesta, pettorine e cinture, pedana, padella, tavolino, cuneo paraspruzzi ed imbottitura.

Modulo d'ordine

Note *Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Swan Curo	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Swan, dotato di ruote con freno	mis 1	87061	1.639,00 <input type="checkbox"/>
	Swan, dotato di ruote con freno	mis 2	87062	1.799,00 <input type="checkbox"/>
	Swan, dotato di ruote con freno	mis 3	87063	1.899,00 <input type="checkbox"/>
	Swan, dotato di ruote con freno	mis 4	87064	1.999,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta, asta turtle lunga	Tipo 2	9903446-00	259,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta, asta turtle lunga	Tipo 4	9906446-00	259,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Volantino per regolazione veloce poggiatesta	mis.unica	87042	10,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	mis 1	87061-61	229,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	mis 2	87062-61	229,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	mis 3	87063-61	229,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	mis 4	87064-61	229,00 <input type="checkbox"/>
	Paraspruzzi	mis.unica	880508-0561	40,00 <input type="checkbox"/>
	Paraspruzzi basso	mis.unica	880508-0861	32,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura seduta	mis 1	87073-61	20,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura seduta	mis 2	87074-61	29,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura seduta	mis 3	87075-61	42,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura seduta	mis 4	87076-61	43,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 1	85423-1	80,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 2	85423-2	80,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 3	85423-3	80,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Tavolino, ABS	mis 1	87038	419,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino, ABS	mis 2	87039	549,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino, ABS	mis 3	87040	559,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino, ABS	mis 4	87041	579,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Tavolino Swing-away	mis 1	870131-61	349,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino Swing-away	mis 2	870132-61	349,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino Swing-away	mis 3	870133-61	349,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino Swing-away	mis 4	870134-61	399,00	<input type="checkbox"/>



Pedana unica tipo Wombat 31 x 19 cm	mis 1	87145-1	187,00	<input type="checkbox"/>
Pedana unica tipo Wombat 36 x 23 cm	mis 2	87145-2	187,00	<input type="checkbox"/>
Pedana unica tipo Wombat 41 x 24 cm	mis 3	87145-3	187,00	<input type="checkbox"/>



Asta per fissaggio pedana	25 cm	87023	80,00	<input type="checkbox"/>
Asta per fissaggio pedana	35 cm	87024	87,00	<input type="checkbox"/>
Asta per fissaggio pedana	50 cm	87025	97,00	<input type="checkbox"/>



Cinturini piedi con fibbia	mis unica	85096	21,00	<input type="checkbox"/>
Cinturini piedi con velcro	mis unica	85102	21,00	<input type="checkbox"/>



Padella	mis 1-2	870800	28,00	<input type="checkbox"/>
Padella	mis 3	870801	28,00	<input type="checkbox"/>
Padella	mis 4	870802	28,00	<input type="checkbox"/>



Copertura per padella	mis 1-2	870800-L	51,00	<input type="checkbox"/>
Copertura per padella	mis 3	870801-L	51,00	<input type="checkbox"/>
Copertura per padella	mis 4	870802-L	51,00	<input type="checkbox"/>



Potty ring	mis 1-2	870805	51,00	<input type="checkbox"/>
Potty ring	mis 3	870806	51,00	<input type="checkbox"/>
Potty ring	mis 4	870807	51,00	<input type="checkbox"/>



Maniglione di spinta	mis unica	880110	102,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	-----------	--------	--------	--------------------------