



**Modulo d'ordine**
**Aggiornato al 01 Aprile 2020**

<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>	
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>	
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>	
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>	
<b>Città</b>		<b>N° d'ordine</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Riferimento</b>	
<b>Contatto</b>			

**Dimensioni**


A (Altezza totale)

B (Altezza spalle)

C (Altezza all'ascella)

D (Altezza all'inguine)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza spalle)

Età

Peso










<b>Toucan</b>	<b>mis 1</b>	<b>mis 2</b>	<b>mis 3</b>	<b>mis 4</b>	<b>mis 5</b>
	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>
Larghezza (G)	56	63	63	70	70
Lunghezza (L)	75	88	88	111	111
Altezza totale (H1) *	67-87	72-101	97-123	104-134	124-154
Altezza utente, terra-ascella (H2)	34-70	54-90	74-110	91-121	111-141
Altezza montante centrale	45	50	70	80	100
Distanza pedana da terra	6	6	6	6	6
Range di inclinazione montante centrale (a1)	0° - 30°	0° - 30°	0° - 30°	0° - 20°	0° - 20°
Inclinazione pedana (a2)	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°
Peso	7.5 kg	8.5 kg	9 kg	10.5 kg	11
Portata massima	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Altezza minima utente	62	82	107	129	149 kg
Altezza massima utente	98	118	143	159	179

\* Toucan è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa.












**Descrizione prodotto**

Toucan è uno stabilizzatore per la postura eretta e prona. Le quattro ruote piroettanti sono dotate di freni di stazionamento. Il montante centrale è regolabile in inclinazione tramite manovella con blocco di sicurezza. Sul montante centrale possono essere fissati e regolati i supporti per il torace, per il bacino e per le ginocchia. La pedana può essere unica, completa di sandali fermapièdi o fermatalloni, oppure separata, con sandali incernierati ribaltabili. E' disponibile in cinque misure e configurabile con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, supporto addominale, supporto bacino con sistema di derotazione, supporti ginocchia regolabili, tavolino regolabile in altezza ed inclinazione, con appoggi antibrachiali, vaschetta e piano d'appoggio.

**Modulo d'ordine**

Toucan	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Toucan, rosso	mis 1	861001	849,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, blu	mis 2	861002	849,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, blu	mis 3	861003	849,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, argento	mis 4	861004	909,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, argento	mis 5	861005	909,00 <input type="checkbox"/>
Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Supporto toracale	mis 1	861701	154,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 1	861704	154,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 2-3	861702	154,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 4-5	861703	180,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 1	861801	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 2-3	861802	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 4-5	861803	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 47-64 cm	small	861810	323,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 67-78 cm	medium	861820	330,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 87-114 cm	large	861830	343,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	small	869810-160	77,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	medium	869820-260	81,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	large	869830-360	84,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale, small	mis 2-3-4-5	861421	46,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale, large	mis 2-3-4-5	861422	46,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga per montante centrale, 80 mm	mis unica	861480	52,00 <input type="checkbox"/>
	Vaschetta gioco con piano di copertura	mis unica	862501	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kit regolazione in altezza della vaschetta gioco	mis unica	862510	133,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica grigio 44 x 34 cm	mis unica	862515	280,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 1	861121	374,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 2	861122	374,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 3	861123	374,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 4	861124	374,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 5	861125	374,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 5	861125	374,00 <input type="checkbox"/>

## Modulo d'ordine

	Appoggi antibrachiali per tavolino in plastica	mis unica	861131	89,00	<input type="checkbox"/>
	Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	122,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale quadrato	mis unica	862135-0	151,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale tondo, piccolo	mis unica	862135-1	151,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale tondo, grande	mis unica	862135-2	151,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto addominale	mis unica	861411	103,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto sacrale	mis unica	861401	298,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 1	861501	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 2-3	861502	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 4-5	861503	386,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 1	861601	180,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 2-3	861602	180,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 4-5	861603	202,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 1	861611	283,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 2-3	861612	283,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 4-5	861613	301,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 cm	mis 1	861610	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 67-78 cm, H: 11 cm	mis 2-3	861620	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 87-114 cm, H: 14 cm	mis 4-5	861630	386,00	<input type="checkbox"/>
	Asta di supporto per poggiatesta, 20 cm	mis 1	861424-3	133,00	<input type="checkbox"/>
	Asta di supporto per poggiatesta, 33 cm	mis 2	861424-4	133,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					


## Modulo d'ordine



Supporti ginocchia	mis 1	861301	213,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia	mis 2-3	861302	305,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia	mis 4-5	861303	305,00	<input type="checkbox"/>



Supporti ginocchia regolabili	mis 1	861311	314,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia regolabili	mis 2-3	861312	314,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia regolabili	mis 4-5	861313	314,00	<input type="checkbox"/>



Pedana ribaltabile - 31 x 30 cm dimens. ridotte	mis 1	861211	160,00	<input type="checkbox"/>
Pedana ribaltabile	mis unica	861212	160,00	<input type="checkbox"/>



Sandali incernierati ribaltabili*	mis 1	861221	165,00	<input type="checkbox"/>
Sandali incernierati ribaltabili*	mis 2-3	861222	165,00	<input type="checkbox"/>
Sandali incernierati ribaltabili*	mis 4-5	861223	165,00	<input type="checkbox"/>

\* Da ordinare con pedana ribaltabile 86121x




Sandali fermapiedi, lungh. 17,5 cm, set	mis 0	86149	124,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi, lungh. 21,5 cm, set	mis 1-2	86147	124,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi, lungh. 24,5 cm, set	mis 3	86148	124,00	<input type="checkbox"/>



Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6-7,5 cm larghezza al metatarso 9,5-11 cm	small	869490-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6,5-8 cm larghezza al metatarso 10-14,5 cm	medium	869491-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 8,5-9,5 cm larghezza al metatarso 12-16,5 cm	large	869492-RT	163,00	<input type="checkbox"/>



Fermatalloni	small	861251	37,00	<input type="checkbox"/>
Fermatalloni	large	861252	37,00	<input type="checkbox"/>



Pedana separata con sandali incernierati ribaltabili	mis 1	861201	316,00	<input type="checkbox"/>
Pedana separata con sandali incernierati ribaltabili	mis 2-3	861202	316,00	<input type="checkbox"/>

