



## MultiGlide Gloves

Item no.

EIM35

Specificaties

De MultiGlide Gloves zijn van Nylon. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg.

### Omschrijving

Een slim hulpmiddel. De MultiGlide Glove kan in verschillende situaties gebruikt worden om iemand te positioneren. Met de MultiGlide gloves is het eenvoudig om de hand tussen de cliënt en het matras of (zit) kussen te brengen. Om o.a. kleine correcties van de ligpositie, verschuiven, strak trekken van de lakens en om de spanning van de huid te halen na een transfer.

### Gebruik

- Positioneren in bed of stoel;
- Wisseliggig in bed;
- ADL;
- Instellen AD-kussen;
- Tilband aanbrengen/aantrekken jas;
- Verlagen fysieke belasting verzorgende.

### Wasvoorschriften:



Oplösingsmiddelvrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.