



## Positioneringswig lang

Item no.

EIM53/80NS

### Omschrijving

De Immedia Positioneringswig is een comfortabele wigvormig kussen gemaakt van anti-slip materiaal. Plaats de Positioneringswig aan de zijkant van de cliënt in zijligging na het draaien, tijdens het rusten of tijdens het uitvoeren (de ADL) van hygiëne of wondverzorging, waardoor de verzorger zijn handen vrij heeft. Ook een wisselgigging kan daardoor eenvoudig uitgevoerd worden.

### Gebruik

- Positioneren;
- Wisselgigging in bed;
- Verschoning ADL;
- Wondverzorging;
- Verlagen van de fysieke belasting van de zorgverlener.

### Specificaties

De afmetingen van de positioneringswig is 30x80x20(BxLxH). Materiaal buitenzijde: Polyester,polyurethaan. Binnenzijde: polyurethaan foam. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg.

### Goed te combineren met:

De Immedia 4WayGlide set, TwinSheet4Glide set of het SatinSheet systeem.

### Wasvoorschriften:



Oplossingsmiddel vrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.