



## SatinSheet 2D Maxi corner

Item no.

Basislaken

EIM4107S

### Omschrijving

Het SatinSheet 2D Basislaken Maxi Corner bestrijkt het gehele matras. Het laken kan goed gebruikt worden voor het maken van een zelfstandige draai als u verminderde kracht heeft. Gebruik hiervoor het satijnen gedeelte in het midden van het laken. De katoenen randen voorkomen dat de gebruiker van de rand van het bed kan glijden. Op de hoeken bevinden zich elastieken, waarmee u het laken aan het matras kunt fixeren. Hiermee blijft het laken goed strak liggen. Wanneer u afhankelijk bent van een zorgverlener voor draaien of hogerop plaatsen in bed. Gebruik het SatinSheet 2D Basislaken Maxi Corner in combinatie met een SatinSheet 4D Treklaken of SatinSheet 4D In2Sheet Treklaken.

### Gebruik

- Positioneren;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Draaien in bed

### Specificaties

Het laken is 85 cm breed en 200 cm lang. Breedte Satijn 65 cm. Buitenkant: 55%katoen/45% polyester. Binnenkant 100% polyester. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie.

### Goed te combineren met:

SatinSheet 2D Treklaken Midi(EIM4118S), SatinSheet 4D Treklaken Midi(EIM4115SH), SatinSheet 4D Treklaken Maxi(EIM4121SH), SatinSheet In2Sheet 4D Treklaken Midi(EIM4140SH)

### Wasvoorschriften:



Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.