



SatinSheet 4D Treklaken Maxi

Item no.

Specificaties

Treklaken

EIM4121SH

Het laken is 200 cm breed en 200 cm lang. Buitenkant: 55%katoen/45% polyester. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie. Strijken bevordert de glijfunctie.

Omschrijving

Het SatinSheet 4D Treklaken Maxi bestrijkt het gehele matras. Gebruik dit laken als u afhankelijk bent van een zorgverlener voor wisselgigging en/of herpositioneren. Door de remstroken onder de matras te steken, blokkeert u deze functionaliteit. Het SatinSheet 4D Treklaken Maxi dient ten alle tijde worden gecombineerd met een SatinSheet Basislaken, zoals bijvoorbeeld het SatinSheet 2D Basislaken Maxi Corner.

Dit treklaken is voorzien van handgrepen.

Gebruik

- Positioneren;
- Wisselgigging;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Verplaatsen van bed naar bed;
- Verlagen fysieke belasting verzorgende.

Goed te combineren met:

SatinSheet 2D basislaken Maxi Corner(EIM4107S),

Wasvoorschriften:



Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.