



R82[®] 

x:panda shape

Modulaire zitvoorziening die aanpasbaar is
aan de individuele behoefte én ontwikkeling van een kind

Voor ieder kind de meest optimale pasvorm

Met de x:panda shape kunnen kinderen comfortabel zitten en zich vrij bewegen. Deze modulaire zitvoorziening is nog meer te 'vormen' en in te stellen naar de behoefte en ontwikkeling van het kind waardoor de x:panda shape altijd de meest optimale pasvorm biedt.

Een goede basis

De x:panda shape is zo ontworpen dat deze goed aansluit op de lichaamsvorm van het kind. Het biedt een goede basis voor het zitten, waarbij het kind vanuit alle kanten op een comfortabele manier kan worden gepositioneerd. Met de x:panda shape kunnen het bekken en de heupen goed worden omsloten en is er voldoende ondersteuning bij de romp wat bijdraagt aan een betere stabiliteit en zithouding en meer ruimte voor ademhaling.



Bovenaanzicht

Vrijheid in bewegen

De x:panda shape heeft een unieke instelbare dynamische rugleuning. Deze dynamische rugleuning geeft het kind de vrijheid en mogelijkheid om op natuurlijke wijze te bewegen. De weerstand van de rugleuning blijft constant, ongeacht of het kind naar achteren leunt. Zo wordt de energie van het kind opgevangen en blijft het in de juiste houding zitten. Hierdoor kunnen kinderen optimaal deelnemen aan dagelijkse activiteiten.



Van klein en simpel tot complex

De x:panda shape kan al van jongs af aan ingezet worden, want het biedt ook voor de kleinsten de juiste ondersteuning en de mogelijkheid voor vroegtijdige interventie. Ook bevordert de zitvoorziening de sociale interactie met ouders, verzorgers en de omgeving.

De x:panda shape is ontworpen om te kunnen reageren op de veranderende behoeften. Naarmate (het ziektebeeld van) een kind zich ontwikkelt en verandert, kan de x:panda shape aangepast worden. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van de zitvoorziening worden verwijderd of aangepast, zodat het kind meer bewegingsvrijheid krijgt of dat het kind juist extra steun krijgt op specifieke gebieden.



Kenmerken x:panda shape

Een brede selectie van hoofddekenen waaronder een nieuwe 3D-verstelling en een comfortabel gebogen kussen.

Instelbare dynamische rugleuning waarbij de weerstand constant blijft.

Vaste of wegzwenkbare zijsteunen die de natuurlijke rondingen van het lichaam volgen.

Zitting en rugleuning zijn afzonderlijk te configureren.

Comfortabele kussens, nu ook met de mogelijkheid van afveegbare incontinentiehoezen.

Heup- en bekkensteunen die de natuurlijke rondingen van het lichaam volgen.

De instelbare wiggen verbeteren de positionering van het bekken.

Binnenste en buitenste kniesteunen zijn optioneel beschikbaar om de benen te geleiden en stabiliteit te geven.



De x:panda shape biedt ook de kleinsten de juiste ondersteuning


Verkrijgbare maten

		Infant	1	2	3
					
	Effectieve zitbreedte	220 mm	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
	Effectieve ztdiepte	120-160 mm	160-320 mm	240-420 mm	350-550 mm
	Hoogte rugleuning	270-360 mm	280-370/320-420/ 360-470mm	340-440/380-490/ 430-560 mm	420-530/470-600/ 540-690 mm
	Max. gebruikersgewicht	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Max. gebruikersgewicht tijdens transport	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Rughoek	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
	Rugbreedte bovenin	190 mm	180/220/260 /300/340 mm	180/220/260 /300/340/380 mm	220/260/300 /340/380/420 mm
	Gewicht voorziening	6 kg	6,5 kg	11 kg	14 kg

Maten genomen met beide benen in maximale abductie. De afmetingen van maat 1-3 zijn gebaseerd op Advanced Seating. Bekijk verdere afmetingen op onze website.

Diversiteit aan onderstellen voor de x:panda shape


Afhankelijk van de grootte kan de x:panda op diverse frames worden geplaatst. Enkele voorbeelden:




High-low:xo binnen- en buitenonderstellen



Stingray:x frame (alleen voor maat 1)



Rolstoelonderstellen



Strong Base Frame

Etac

0513 681 686
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

etac®
Creating Possibilities