



## 4WayGlide Maxi Matras

Item no.

### Specificaties

Treklaken

EIM180/200LPL

Dit treklaken is 180 cm breed en 210 cm lang.  
Bovenkant: 55% katoen/45% polyester, Onderkant: 100% nylon. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie.

### Omschrijving

Voor Aanvulling op Immedia TwinSheet4Glide set of 4WayGlide set als u een extra treklaken wilt bestellen. Extra brede variant, geschikt voor een bed met een 100-120 matras. Het treklaken is voorzien van diverse handgrepen.

Niet los gebruiken.

### Gebruik

- Positioneren;
- Wisselgigging in bed;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Verplaatsen van bed naar bed;
- Verlagen van de fysieke belasting van de zorgverlener.

### Goed te combineren met:

4WayGlide NylonSheet(EIM110/200LPLNS)

### Wasvoorschriften:



Oplossingsmiddel vrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.