



4WayGlide Maxi Matras

Item no.

Afmetingen

Treklaken

EIM140/200LPL

Het Treklaken is 140 cm breed en 210 cm lang. Bovenkant: 55% katoen/45% polyester, onderkant: 100% nylon. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie.

Omschrijving

Aanvulling op Immedia 4WayGlide set of TwinSheet4Glide set als u een extra treklaken wilt bestellen. Het treklaken is voorzien van diverse handgrepen.

Niet los gebruiken.

Gebruik

- Positioneren;
- Wisselgigging in bed;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Verplaatsen van bed naar bed;
- Verlagen van de fysieke belasting van de zorgverlener.

Goed te combineren met:

4WayGlide NylonSheet (EIM85/200LPLNS)

Wasvoorschriften:



Oplossingsmiddel vrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.