



4WayGlide set

Set

Item no.

EIM4309

Specificaties

De afmetingen van het basislaken is 85 cm bij 200 cm. Het Nylongedeelte is 65 cm breed. Het trekklaken is 140 cm bij 200 cm. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie.

Omschrijving

De Immedia 4WayGlide bestrijkt het gehele matras en is een compleet in-bed systeem voor het draaien en positioneren van (zwaarlijvige) mensen met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Gebruik deze set als u zeer afhankelijk bent van een zorgverlener voor wisselgigging en/of herpositioneren. De 4WayGlide bestaat uit twee delen: een Glide Matras (treklaken) en een NylonSheet (basislaken) met blokkeermechanisme voor gecontroleerde verplaatsing in alle richtingen. Het trekklaken is voorzien van diverse handgrepen.

Gebruik

- Het reduceert druk en schuifkrachten;
- Hoger in bed geplaatst te worden;
- Verplaatsing van bed naar bed;
- Verlagen van de fysieke belasting van de zorgverlener;
- Posiioneren;
- Wisselgigging.

Goed te combineren met:

Immedia Positoneringswig kort(EIM53NS) of Positoneringswig lang(EIM53/80NS) voor wisselgigging, verschoning of wondverzorging.

Wasvoorschriften:



Oplossingsmiddelvrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.