



SatinSheet 4D Treklaken Midi

Item no.

Specificaties

Basislaken/Treklaken - SET -

EIM4231SRCNL

Het basislaken is 85 cm breed en 200 cm lang. Breedte Satijn 65 cm. Het treklaken is 200 cm breed en 140 lang. Buitenkant: 55%katoen/45% polyester. Binnenkant 100% polyester. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie. Strijken bevordert de glijfunctie.

Omschrijving

Combinatie van twee veel ingezette lakens. De EIM4107S SatinSheet 2D Basislaken Maxi Corner en de EIM4115SH SatinSheet 4D Treklaken Midi. Gebruik deze set als u afhankelijk bent van een zorgverlener voor wisselgigging en/of herpositioneren. Door de remstroken onder het matras te steken, blokkeert u deze functionaliteit. Het treklaken is voorzien van handgrepen. Deze set bevat: 1x EIM4107S SatinSheet Basislaken Maxi Corner/1x EIM4115SH SatinSheet 4D Treklaken Midi.

Goed te combineren met:

De Positioneringsswig kort(EIM53) of Positioneringsswig lang(EIM53/80NS)

Gebruik

- Postitioneren;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Verlagen fysieke belasting van verzorgende;
- Verplaatsen van bed naar bed.
- Wisselgigging;
- Reduceren druk en schuifkrachten;

Wasvoorschriften:



Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: +31 (0)513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities