



TwinSheet 4Glide Pad long

Item no.

Treklaken

EIM150/200N

Omschrijving

Voor Aanvulling op Immedia TwinSheet4Glide set of 4WayGlide set als u een extra INCO treklaken wilt bestellen. Het treklaken is voorzien van diverse handgrepen.

Niet los gebruiken.

Gebruik

- Positioneren;
- Wisselgigging in bed;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Verplaatsen van bed naar bed;
- Verlagen van de fysieke belasting van de zorgverlener.

Specificaties

Dit treklaken is 147 cm breed en 210 cm lang.
Bovenkant: 100% polyester, Midden: 80% Polyester/20%Viscose. Onderkant: 100% nylon.
Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie. Incontinentiemateriaal.

Goed te combineren met:

4WayGlide NylonSheet (EIM85/200LPLNS), 4WayGlide set (EIM4309) en TwinSheet4Glide set (EIM4317).

Wasvoorschriften:



Oplossingsmiddel vrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.