

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Fristående | Etac Swift Kommod

Ökad brukarvikt på Swift Fristående och Kommod samt utfasning av Swift Kommod låg

För att tillmötesgå efterfrågan från marknaden ökar vi den maximala brukarvikten på några av våra badrumsprodukter. För Etac Swift Fristående toalettstol samt Swift Kommod blir den nya brukarvikten 160 kg, att jämföra med tidigare 130 kg.

Ingen förändring av artikelnummer kommer att ske, utan uppdateringen styrs genom serienummer.

Nya brukarvikter

Swift Fristående	Swift Kommod basic	Swift Kommod
Ny max brukarvikt: 160 kg	Ny max brukarvikt: 160 kg	Ny max brukarvikt: 160 kg
Tidigare max brukarvikt: 130 kg	Tidigare max brukarvikt: 130 kg	Tidigare max brukarvikt: 130 kg



Swift Fristående Toalettstol



Swift Kommod basic



Swift Kommod

Utfasning av Swift Kommod Låg

I samband med uppdateringen av brukarvikten väljer vi att fasa ut Swift Kommod Låg.

Befintliga artikelnummer med ökad max brukarvikt fr.o.m. serienummer:

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.	Serienummer ny vikt	Beräknad leverans
Swift Fristående Toalettstol		81702020	122469	Vecka 44, 2021
Swift Kommod basic	utan dynor	81702060	113652	Vecka 44, 2021
Swift Kommod	inkl dynor	81702030	128491	Vecka 35, 2021

Artikelnummer som utfasas/slutförbrukas:

Benämning utfasad artikel	Beskrivning	Art. nr.
Swift Kommod låg		81702050
Befintligt lager utfasas, t.o.m.		Q3, 2021