

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-variant med upprätt rygg

etac[®]

Nu lanserar vi en ny Swift Mobil-modell med en rygg som är utformad för bästa passbarhet över vägghängda toalettmodeller.

Etac Swift Mobil passar bra över standardtoaletter, men över vissa typer av vägghängda toaletter hamnar duschstolen för långt fram i förhållande till toalettstolens öppning beroende på att ryggen/körhandtaget tar emot väggen. Med den nya modellens upprätta rygg kommer Swift Mobil 7 cm närmare väggen vilket ger en perfekt passning över toalettöppningen.

Utöver en komplett Swift Mobil-2-variant, lanseras den upprätta ryggen även som tillbehör.

Ryggen kommer att passa alla Swift Mobil standardmodeller, men inte tilt-varianter. Ryggen passar rent tekniskt även Swift Mobil 24"-modeller, men ger där ingen funktionell fördel då 24"-hjulen tar i väggen före ryggen/körhandtaget.



Befintlig variant
Vanlig rygg Swift Mobil-2.



Ny variant
Upprätt rygg Swift Mobil-2.

2021-08-13 ID: P36068A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Swift Mobil med upprätt rygg

Placering mot vägg med upprätt rygg över vägghängd toalett.

Swift Mobil med upprätt rygg

Passning över vägghängd toalett med ny upprätt rygg.

Benämning artikel ny huvudprodukt	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Swift Mobil-2	Delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder, uppfällbara vridbara fotplattor	80229489
Dusch/toastol Swift Mobil-2	Delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder	80229490
Säljstart		Vecka 35, 2021

Benämning artikel nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Rygg Swift Mobil-2 upprätt		80209529
Säljstart		Vecka 35, 2021