



# Produktinformation

Gäller: Molift 2- och 4-punkts lyftbyglar |

## Produktförbättring


Nu kommer en ny design på alla våra yftbyglar.

De röda kompositkrokarna byter material till krokar i metallegering. Införs succesivt

Gamla utseendet på kroken



Ny design på kroken



### Utgående produkt och benämning

### Art. nr

### Ny produkt och benämning

### Art. nr.

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| Lyftbygel 4-p Air/ Mover 180 M alu 440x280x235 mm | 1830011 | Lyftbygel 4-p Air/ Mover 180 M alu 450 mm | 1830111 |
| Lyftbygel 4-p Air/Mover 180 L alu 550x340x260 mm  | 1830010 | Lyftbygel 4-p Air/Mover 180 L alu 550 mm  | 1830112 |
| Lyftbygel 4-p Mover 300 M alu 440x280x235 mm      | 1530001 | Lyftbygel 4-p Mover 300 M alu 450 mm      | 1530101 |
| Lyftbygel 4-p Mover 300 L alu 550x410x260 mm      | 1530002 | Lyftbygel 4-p Mover 300 L alu 550 mm      | 1530102 |
| Lyftbygel 4-p Partner 255 M alu 440x280x235       | 1330060 | Lyftbygel 4-p Partner 255 M alu 450 mm    | 1330160 |
| Lyftbygel 4-p Partner 255 L alu 550x410x260       | 1330061 | Lyftbygel 4-p Partner 255 L alu 550 mm    | 1330161 |

Ändringarna införs succesivt

2019-09-03

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

  
Skapar möjligheter