

Produktinformation

Gäller: Molift Raiser Pro

Nya tillbehör

molift[®]

Ståplatta Molift Raiser Pro

Raiser Pro ståplatta är ett tillbehör som kan användas när brukaren behöver ett högre fotläge vid användning av Raiser Pro. Det ökar höjden med 9 cm och behöver ingen form av fixering, den passar in direkt på bottenplattan.

Hälband Molift Raiser Pro

Hälbandet är ett tillbehör som används när brukaren behöver stöd för att hålla fötterna i rätt läge. Produkten monteras på Molift Raiser Pros vred och kan justeras i 3 olika längder. HeelStrap ska ge stöd för brukarens hälar vid stående på bottenplattan.



Ståplatta Molift Raiser Pro



Hälband Molift Raiser Pro

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Ståplatta Molift Raiser Pro	9 cm	28612
Hälband Molift Raiser Pro	en storlek	83211
Leverans		Finns att beställa

2021-05-05

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities