

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Nya Prio 3A

etac[®]

Vi är glada att kunna meddela att vi framöver kommer att introducera vårt ryggstödssystem 3A även för Etac Prio. Detta betyder att användarna av komfortullstolar också kommer att gynnas av de unika justeringarna av 3A-ryggstödet.

Befintliga fördelar för komfort med Prio behålls, några tillbehör kommer att ändras för att passa både Prio och Prio 3A. Modulariteten mellan Cross, Prio och Prio 3A utökas för att ytterligare förbättra hanteringen för våra många kunder.

Vi återkommer med mer info om Prio 3A som huvudprodukt och en närmare presentation av den.



2021-11-04 ID: P5550A

1/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Infasning av delar till Prio 3A

Vi påbörjar nu arbetet med att fasa in delar som är modulära både med befintlig Prio och kommande Prio 3A. Gäller följande tillbehör: 1. Ryggdyna 3D, 2. Överdrag rygg plysch, 3. Armstöd, 4. Sitsplatta undre.

1. Ryggdyna Prio 3D - nytt utförande

För anpassa 3D-dynan till kommande Prio 3A ökar vi höjden på den med 25 mm för att täcka fler rygghöjder. Vi lägger även till en extra hålla högst upp på baksidan av mittdynan och den nedersta hållan blir större för att utöka alternativen av fastsättning.



Ryggdyna Prio 3D utgående

Den befintliga ryggdynan utgår och ersätts av den nya.



Ryggdyna Prio 3D nytt utförande

Den nya högre ryggdynan med extra hållor.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40		63267-60
Ryggdyna 3D Prio B45		63268-60
Ryggdyna 3D Prio B50		63269-60
Ryggdyna 3D Prio B55		63270-60
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40	Prio 3A	63343-60
Ryggdyna 3D Prio B45	Prio 3A	63344-60
Ryggdyna 3D Prio B50	Prio 3A	63345-60
Ryggdyna 3D Prio B55	Prio 3A	63346-60
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

2. Överdrag rygg plysch - nytt utförande

För att anpassa överdraget till kommande Prio 3A breddar och förlänger vi den bakre delen på överdraget så att det täcker regleringsbanden på rygglädseln.



Överdrag rygg plysch utgående

Utgående överdrag med kortare bakre del.



Överdrag rygg plysch utförande

Överdrag i nytt utförande med förlängd bakre del.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch Prio		63200-60
Överdrag rygg B45 cm plysch Prio		63201-60
Överdrag rygg B50 cm plysch Prio		63202-60
Överdrag rygg B55 cm plysch Prio		63203-60
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch	Prio 3A	63339-60
Överdrag rygg B45 cm plysch	Prio 3A	63340-60
Överdrag rygg B50 cm plysch	Prio 3A	63341-60
Överdrag rygg B55 cm plysch	Prio 3A	63342-60
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

3. Armstöd Prio


För anpassa armstöden till kommande Prio 3A rygg ökar vi den bakre bredden mellan armstöden, vilket innebär att armstödsplattan vinklas 2 grader utåt.

Befintligt armstöd är ej kompatibelt med nya Prio 3A.



Utgående armstöd

Befintligt armstöd utgår.



Nytt vinklat armstöd

Nytt armstöd vinklat 2 grader utåt.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö	smal Prio	28511-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä	smal Prio	28511-2
Armstöd teleskop L 49 cm hö	std Prio	28512-1
Armstöd teleskop L 49 cm vä	std Prio	28512-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd	fingerskruv std Prio	28639-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd	fingerskruv std Prio	28639-2
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö 2gr	hö std Prio 3A	28713-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä 2gr	vä std Prio 3A	28713-2
Armstöd teleskop L 49 cm 2gr	hö std Prio 3A	28687-1
Armstöd teleskop L 49 cm 2gr	vä std Prio 3A	28687-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd 2gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd 2gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-2
Armstöd teleskop universal Prio hö		28513-1
Armstöd teleskop universal Prio vä		28513-2
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

4. Reservel - Sits undre

Sitsplatta undre får en ny utformning för att passa kommande Prio 3A.



Utgående undre sitsplatta
Befintlig sitsplatta utgår.



Ny undre sitsplatta
Sitsplatta med ny utformning för att passa Prio 3A.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm Prio		82777
Sits plywood undre 45 cm Prio		82778
Sits plywood undre 50 cm Prio		82779
Sits plywood undre 55 cm Prio		82780
Sits plastskiva undre Prio 40		51121
Sits plastskiva undre Prio 45		51122
Sits plastskiva undre Prio 50		51123
Sits plastskiva undre Prio 55		51124
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm Prio		83448
Sits plywood undre 45 cm Prio		83449
Sits plywood undre 50 cm Prio		83450
Sits plywood undre 55 cm Prio		83451
Sits plastskiva undre 40 cm Prio		51233
Sits plastskiva undre 45 cm Prio		51234
Sits plastskiva undre 50 cm Prio		51235
Sits plastskiva undre 55 cm Prio		51236
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021