

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Kommod | Etac Swift Fristående

Nytt tillbehör – Toalettpappershållare till Etac Swift Kommod och Fristående

etac[®]

Nu lanserar vi ett nytt tillbehör till Swift Kommod och Swift Fristående. Det är en flexibel toalettpappershållare som kan sättas på både höger och vänster armstöd, där man även kan välja att vända hållaren med öppningen framåt respektive bakåt.

Toalettpappershållaren är enkel att montera genom att skruva fast fästet på armstödet (torx 25), varefter man för in metallbygeln i fästet åt önskat håll.



Toalettpappershållare monterad på Swift Kommod



Toalettpappershållare monterad på Swift Fristående

Benämning tillbehör	Tillbehör till	Art. nr.
Toalettpappershållare	Etac Swift Kommod samt Etac Swift Fristående	80301629
Preliminär säljstart		Vecka: 47, 2022

2022-11-01 ID: P5621A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities