

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

NYHET! R82 Crocodile i en mindre storlek

Nu lanserar vi en mindre storlek av vår rollator R82 Crocodile – storlek 0.

Crocodile storlek 0 är lämplig för barn i längden 60 cm till 105 cm och kan användas som rollator eller gåstol - beroende på hur man utrustar den.

I samband med lanseringen presenteras två nya tillbehör - ett bålstöd och ett tvärstag. Bålstödet som är reglerbart i höjd, bredd och djup ger extra stöd till de barn som har behov av det. Tvärstaget, som även finns till Crocodile storlek 1 och 2, monteras mellan handtagen och ger barnet en möjlighet att hålla händerna på tvärstaget framför sig.



Nya tillbehör



Bålstöd

Till Crocodile stl 0



Tvärstag

Till Crocodile stl 0, 1 och 2

Benämning

Benämning	Art. nr.
Rollator Crocodile stl 0 vit	3186800
Bålstöd Crocodile stl 0, small	31868610
Tvärstag handtag Crocodile stl 0	3186879-0
Tvärstag handtag Crocodile stl 1	3186879-1
Tvärstag handtag Crocodile stl 2	3186879-2
Sits Crocodile stl 0 vit	3186820-01

Leverans

Finns i lager

2022-10-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities