

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Nytt tillbehör – Ryggpaket med reglerbar ryggklädsel till R82 Kudu

Nu kan vi erbjuda ryggpaket med reglerbar rygg som nytt tillbehör till komfortullstolen R82 Kudu stl 3 och 4.

Reglerbar ryggklädsel ökar möjligheten att anpassa och skapa form utifrån användarens behov. Den kan även användas när önskan är att komma in mer i stolen.

Med reglerbar rygg ökar möjligheten för fler användare att välja komfortullstol Kudu för barn.

Ryggstödshöjden (mätt från sittedyna) kan ställas in steglöst i intervallen 320-380 mm i den låga modellen och 440-500 mm i den höga modellen. Det finns även en extra ryggbandsförlängning som möjliggör ytterligare 60 mm höjd.



R82 Kudu med reglerbar rygg

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 3	låg rh 32-38cm	31950031-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 3	hög rh 44-50cm	31950033-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	låg rh 32-38cm	31950041-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	hög rh 44-50cm	31950043-KIT
Leverans		Finns i lager

2022-08-30

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Tillbehör



Bålstöd fasta



Fixlock



Fäste H-sele



Ryggförlängare



Sidodyna



Fäste Sufflett

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd fasta Kudu typ 0 par	rb rygg	31950401-10
Bålstöd fasta Kudu typ 5 par	rb rygg	31950401-30
Bålstöd fasta Kudu typ 6 par	rb rygg	31950401-20
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	böjt stag 25mm mellan böjd dyna svart par rb klädsel	31831125-260
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	böjt stag 25mm stor böjd dyna svart par rb klädsel	31831125-160
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	böjt stag 45mm mellan böjd dyna svart par rb klädsel	31831145-260
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	rakt stag mellan böjd dyna svart par rb klädsel	31831110-260
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	rakt stag stor böjd dyna svart par rb klädsel	31831110-160
Fixlock set Kudu rb rygg 4st		31950005-02
Fäste H-sele Kudu rb rygg		31950005-03
Ryggförlängare Kudu rb rygg	6 cm	31950005-04
Sidodyna rygg Kudu hö		31E63171-60-1
Sidodyna rygg Kudu vä		31E63171-60-2
Fäste Sufflett Kudu rb rygg		31950005-01
Leverans		Finns i lager