

Produktinformation

Gäller: R82 Stingray

Syrgashållare till R82 Stingray

Nu introducerar vi en ny syrgashållare till Stingray för vertikal montering på sulkyns högra sida. Befintlig syrgashållare som placeras baktill på sulkyn finns fortsatt kvar i sortimentet.

Den nya syrgashållaren passar flaskor med en diameter upp till 12 cm och en vikt på max 10 kg.



Ny syrgashållare Stingray

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare Stingray	vertikal montering	318776296
Leverans		Finns i lager

2022-06-22

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities