

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang | R82 Crocodile

Nytt utförande – Underarmstöd till R82 Mustang och R82 Crocodile

Underarmstöden till Mustang och Crocodile har fått nytt utförande. Tidigare runda rör har nu bytts ut till fykantiga rör. I samband med uppdateringen har även vinkeljusteringen förbättrats med en tandad skiva.

Det nya utförandet införs successivt efter slutförbrukning.



Underarmstöd i nytt utförande



Underarmstöd Crocodile – utgående



Underarmstöd Mustang – utgående

Benämning utgående artikel	Utg art.nr	Benämning ny artikel	Nytt art. nr.
Underarmsstöd Crocodile stl 1 ny handtagsinfästning par	3186858	Underarmsstöd Crocodile stl 1 ny handtagsinfästning fyrkantör par	3186858-1
Underarmsstöd Crocodile stl 2 ny handtagsinfästning par	3186859	Underarmsstöd Crocodile stl 2 ny handtagsinfästning fyrkantör par	3186859-1
Underarmsstöd Crocodile stl 3 ny handtagsinfästning par	3186860	Underarmsstöd Crocodile stl 3 ny handtagsinfästning fyrkantör par	3186860-1
Underarmsstöd Mustang S framåtvänd användning 2st	31869310	Underarmsstöd Mustang S framåtvänd användning fyrkantör 2st	31869310-1
Underarmsstöd Mustang M framåtvänd användning 2st	31869320	Underarmsstöd Mustang M framåtvänd användning fyrkantör 2st	31869320-1
Underarmsstöd Mustang L framåtvänd användning 2st	31869325	Underarmsstöd Mustang L framåtvänd användning fyrkantör 2st	31869325-1
Underarmsstöd Mustang S bakåtvänd användning 2st	31869330	Underarmsstöd Mustang S bakåtvänd användning fyrkantör 2st	31869330-1
Underarmsstöd Mustang M bakåtvänd användning 2st	31869340	Underarmsstöd Mustang M bakåtvänd användning fyrkantör 2st	31869340-1
Underarmsstöd Mustang L bakåtvänd användning 2st	31869345	Underarmsstöd Mustang L bakåtvänd användning fyrkantör 2st	31869345-1
Leverans		Slutförbrukas och införs successivt	

2022-08-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities