

Produktinformation

Gäller: Immedia MultiGlide SPU på rulle

Nytt material



immedia

Glidtyg Immedia MultiGlide SPU på rulle

Immedia MultiGlide SPU på rulle kommer att ändras till ett NYTT rip-stop nylonmaterial.

Det nya materialet är tunt och mjukt, samt lätt att applicera under brukaren.

Ripstop förhindrar att textilen fransar sig vid tillskärning.



Glidtyg MultiGlide SPU på rulle 150x1000 cm IM1933

Utgående artikel

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidtyg MultiGlide SG på rulle	150x1000 cm	IM2245
Utgår		Slutförbrukas

Ersätts av

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidtyg MultiGlide SPU på rulle	150x1000 cm	IM1933
Införs succesivt		

2022-09-12

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

immedia
by Etac