

# Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac Prio | Etac Transit

## Lock till framgaffelfäste

etac®

Från och med vecka 48 kommer alla rullstolar att levereras med nytt lock till framgaffelfästet.



**Äldre lock till framgaffelfäste**  
Det befintliga locket är tillverkat i PE (polyten).



**Nytt lock till framgaffelfäste**  
Det nya locket har en tätning (se pil) och är tillverkad i PP (polypropen).

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lock framgaffelfäste	Cross	50224
<b>Leverans, t.o.m.</b>		Vecka 47, 2022

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lock framgaffelfäste	med O-ring	51220
<b>Leverans säljstart, fr.o.m.</b>		Vecka 48, 2022

2022-11-25 ID: P35022A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities