

Produktinformation

Gäller: Etac Prio


Ny skruv för höjdjustering av armstöd – Prio

etac®



Etac byter skruv för höjdjustering på Prios armstöd.

Skruv byts från M5 till M6. Det blir även en ny mutter (M6). Kompletta armstöd får nya artikelnummer, se nedan.


Insexnyckel nr 5 som medföljer Prio, passar i den nya höjdjusteringskraven.



Ny M6 skruv för höjdjusteringen på Prios armstöd.



Utgående M5 skruv för höjdjusteringen på Prios armstöd.



2022-06-22 ID: P31969A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L38 cm hö 2 gr		28826-1
Armstöd teleskop L38 cm vä 2 gr		28826-2
Armstöd teleskop L49 cm hö 2 gr		28827-1
Armstöd teleskop L49 cm vä 2 gr		28827-2
Armstöd L49 cm hö jb längd 2 gr		28828-1
Armstöd L49 cm vä jb längd 2 gr		28828-2
Armstöd teleskop universal kpl		28832-1
Armstöd teleskop universal kpl		28832-2

Leverans		Byte sker från v. 26, 2022
-----------------	--	----------------------------

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L38 cm hö 2 gr	hö std Prio 3A	28713-1
Armstöd teleskop L38 cm vä 2 gr	vä std Prio 3A	28713-2
Armstöd teleskop L49 cm 2 gr	hö std Prio 3A	28687-1
Armstöd teleskop L49 cm 2 gr	vä std Prio 3A	28687-2
Armstöd L49 cm hö jb längd 2 gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-1
Armstöd L49 cm vä jb längd 2 gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-2
Armstöd teleskop universal kpl	Prio hö	28513-1
Armstöd teleskop universal kpl	Prio vä	28513-2

Leverans		Byte sker från v. 26, 2022
-----------------	--	----------------------------