

Produktinformation

Gäller: Etac Prio 3A

Etac Prio 3A nyheter

etac®

Här följer en uppdatering kring nya artiklar till Prio 3A.

Ryggpaket 3A:

Ryggchassi, ryggskenor, ryggklädsel, huvudstödsfäste och fästelement för montering ingår.

Artikelnummer 28708-28711.

Gaskolv:

Ingår ej i ryggpaket utan beställs separat. Även täckplugg 51238 beställs separat (ingår ej i gaskolvssatsen).

Nytt dynamiskt bäckenstöd:

Uppdaterat för 3A ryggen. Artikelnummer 28704-28707.

Ny sitsplatta undre:

Artikelnummer 83448-83451. Vid byte av ryggpaket behöver även sitsen ersättas.

Nya armstöd:

Armstöd med 2 graders vinkling och ny skruv för höjdjustering. Artikelnummer 28826-1/2, 28827-1/2, 28828-1/2 samt 28832-1/2.

Nya ryggdynor 3D:


Nya dynor för att passa 3A ryggen. Artikelnummer 63343-60 – 63346-60 samt nya överdrag, Artikelnummer 63339-60 – 63342-60.

Ryggvinkelbegränsning för komfortlås:

Ny ryggvinkelbegränsning som begränsar den manuella tilten framåt. Artikelnummer 28802.


Se sidan 2-4 för bilder och artikelnummer.





Nytt

Ryggpaket



Nytt

Gaskolv



Täckplugg

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Prio 3A B 40		28708
Ryggpaket Prio 3A B 45		28709
Ryggpaket Prio 3A B 50		28710
Ryggpaket Prio 3A B 55		28711
Gaskolv 3A kompl	ryggvinkling Prio	28701
Täckplugg gaskolv Prio 3A		51238
Leverans		Finns i lager



Uppdaterat dynamiskt bäckenstöd

Benämning uppdaterad artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt B 40	kpl Prio 3A	28704
Bäckenstöd dynamiskt B 45	kpl Prio 3A	28705
Bäckenstöd dynamiskt B 50	kpl Prio 3A	28706
Bäckenstöd dynamiskt B 55	kpl Prio 3A	28707
Leverans		Sen Q4, 2021



Ny undre sitsplatta

Sitsplatta med ny utformning för att passa Prio 3A.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm	Prio	83448
Sits plywood undre 45 cm	Prio	83449
Sits plywood undre 50 cm	Prio	83450
Sits plywood undre 55 cm	Prio	83451
Leverans		Sen Q4, 2021



Nytt vinklat armstöd

Nytt armstöd vinklat 2 grader utåt.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö 2 gr		28826-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä 2 gr		28826-2
Armstöd teleskop L 49 cm hö 2 gr		28827-1
Armstöd teleskop L 49 cm vä 2 gr		28827-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd 2 gr		28828-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd 2 gr		28828-2
Armstöd teleskop universal kpl hö		28832-1
Armstöd teleskop universal kpl vä		28832-2
Leverans		Vecka 31, 2022



Ryggdyna Prio 3D nytt utförande
Den nya högre ryggdynan med extra hållor.



Överdrag rygg plysch utförande
Överdrag i nytt utförande med förlängd bakre del.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B 40	Prio 3A	63343-60
Ryggdyna 3D Prio B 45	Prio 3A	63344-60
Ryggdyna 3D Prio B 50	Prio 3A	63345-60
Ryggdyna 3D Prio B 55	Prio 3A	63346-60
Överdrag rygg B 40 cm plysch	Prio 3A	63339-60
Överdrag rygg B 45 cm plysch	Prio 3A	63340-60
Överdrag rygg B 50 cm plysch	Prio 3A	63341-60
Överdrag rygg B 55 cm plysch	Prio 3A	63342-60
Leverans		Sen Q4, 2021



Vinkelbegränsning komfortlås



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vinkelbegränsning komfortlås	kpl Prio	28802
Leverans		Finns i lager