

Produktinformation

Gäller: R82 Combi Frame:x

Nytt tillbehör till underrede Combi Frame:x

R82®

Vi lanserar nu ett nytt alternativ av armstöd som kan användas när exempelvis formgjuten sits är monterad direkt på underredet. Armstödet monteras i sidoprofilen på underredet och har extra långt stag (400 mm) som möjliggör en optimal placering av armstödet höjd i förhållande till den formgjutna sitsen.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Combiframe x för formgjuten sits		318910619-CF
Leverans		Finns i lager

2023-06-21

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities