

# Produktinformation

Gäller: R82 Caribou

## Bord Caribou – Nya utföranden

R82<sup>®</sup>

Borden till tippråda Caribou har fått nya utföranden.

### Bord för mag- och ryggstående

Vredet på fästet för montering av bord har bytts ut till skruvar, för att möjliggöra en kraftigare åtdragning.

### Bord lågmonterat

Det lågmonterade bordet har nu 10 cm längre horisontella stag för att öka justeringen i djupled. I samband med detta uppdateras även vilket bord som är kompatibelt med de olika storlekarna av Caribou.

Bord stl 1 passar Caribou stl 1-2 (tidigare stl 1). Bord stl 2 passar Caribou stl 3 (tidigare stl 2-3).



Bord för mag- och ryggstående



Bord lågmonterat

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bord plast m leklåda och lock	Caribou stl 1-2	31862130-2
Bord plast m leklåda och lock	Caribou stl 3-4	31862130-3
Bord plast m leklåda och lock	lågmonterad Caribou stl 1-2	31862131-1
Bord plast m leklåda och lock	lågmonterad Caribou stl 3	31862131-2
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2023-04-05

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities