

# Produktinformation

Gäller: R82 Caribou | Gazelle | Rabbit Up | Toucan | Meerkat

## Fotsandal - Nytt tillbehör till R82 Ståstöd



Nu utökar vi vårt tillbehörssortiment med nya sandaler till våra ståhjälpmedel.

Fotsandalen kommer i 3 storlekar - medium, large, extra large - och moneras på befinlig fotplatta.

Fotrem ingår och är monterad i fixlock över ankeln. Extra fotrem (tillbehör) kan monteras i förberedda fixlock framtill på fotsandalen för placering av fotrem över främre delen av foten.



### Fotsandal - Nytt tillbehör

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotsandal M m fixlock	Rabbit Up Toucan Caribou Gazelle L 195 mm B 61,5-105 mm	31869493-B
Fotsandal L m fixlock	Rabbit Up Toucan Caribou Gazelle L 250mm B 81,5-138mm	31869494-B
Fotsandal XL m fixlock	Rabbit Up Toucan Caribou Gazelle L 300mm B 81,5-150mm	31869495-B
Fotsandal Meerkat M m fixlock	L 195mm B 61,5-105mm	31869493-C
Fotsandal Meerkat L m fixlock	L 250mm B 81,5-138mm	31869494-C
Fotsandal Meerkat XL m fixlock	L 300mm B 81,5 150mm	31869495-C
Fotremmar fotsandal M	inkl fixlock ståstöd set	31869497
Fotremmar fotsandal L-XL	inkl fixlock ståstöd set	31869498
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2023-07-06

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities