

Produktinformation

Gäller: R82 Heron

NYHET! Dusch- och toalettstol R82 Heron EL

R82®

Nu kan vi erbjuda Heron med elfunktion, vilket underlättar för hjälparen vid justering av höjd, sitstilt och ryggvinkel.

Heron med el kan höjdstjusteras från 56 till 78 cm. Max brukarvikt för Heron EL är 130 kg.



Heron med elfunktion.

Armstöd ingår i std konfiguration.

Mjukdyna sits och rygg är tillbehör.



Handkontroll för elfunktion

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hygienstol Heron EL	armstöd laddare och kabel EU	31880505-11ELK
Leverans		Finns i lager

2023-10-02

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities