

Produktinformation

Gäller: R82 Heron

Negativ ryggvinkling R82 Heron

R82[®]

En produktförbättring har genomförts på Heron vilket innebär att ryggen kan ställas i negativ vinkel över sitsen för att underlätta för användaren vid toalettbesök samt för att minska spasticitet. Från att tidigare haft en ryggvinkling på 0° till 30° så är det nu möjligt att vinkla -10° till 30°.

Förändringen gäller på stolar från produktionsdatum 230921, dvs från och med nedan serie nr (se tabell).



Benämning artikel	Art.nr.	Från serienr.
Hygienstol Heron inkl körhandtag 4 låsbara hjul hållare potta	31880505-01	8015800
Hygienstol Heron EL armstöd laddare och kabel EU	31880505-11ELK	8016410
Leverans		I lager

2023-12-04

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities