

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang

Nytt tillbehör för låg inställning av R82 Mustang

R82[®]

Nu finns ett nytt tillbehör till Mustang storlek 1 och 2 – kit för låg montering av Mustang och tillhörande bålstöd.

Detta kit består av ett centerstag som är 10 cm kortare än standardstaget, samt T-profil för montering på bålstödet.



Kit för låg montering



Mustang med standardstag



Mustang med kit för låg montering

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Centerstag bålstöd Mustang låg	inkl T-profil stl 1-2	31869800-KIT
Leverans		I lager

2023-03-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities