

Produktinformation

Gäller: R82 Wombat Living

Nytt tillbehör till Wombat Living

R82®

Rem för enkel uppfällning av fotplattan. Den ena änden fästs under fotplattan – den andra positioneras vid främre hörnet av sittdynan för användaren eller hjälparen att dra i när fotplattan ska fällas upp – till exempel vid en stående förflyttning.



Rem uppfällning fotplatta – Nytt tillbehör



Rem monterad på Wombat Living

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Rem uppfällning fotplatta	Wombat	3195145-STRAP
Leverans		Finns i lager

2023-08-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities