

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Ryggpaket med reglerbar ryggklädsel till R82 Kudu stl 2

Ryggpaket med reglerbar rygg finns idag som tillbehör till komfortrollstolen R82 Kudu stl 3 och 4. Nu kan vi erbjuda detta tillbehör även till Kudu stl 2.

Reglerbar ryggklädsel ökar möjligheten att anpassa och skapa form utifrån användarens behov. Den kan även användas när önskan är att komma in mer i stolen.

Med reglerbar rygg ökar möjligheten för fler användare att välja komfortrollstol Kudu för barn.

Ryggstödshöjden (mätt från sittdyna) kan ställas in steglöst i intervallen 320-380 mm i den låga modellen och 440-500 mm i den höga modellen. Det finns även en extra ryggbandsförlängning som möjliggör ytterligare 60 mm höjd.



R82 Kudu med reglerbar rygg

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 2 och 3	låg rh 32-38cm	31950031-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 2 och 3	hög rh 44-50cm	31950033-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	låg rh 32-38cm	31950041-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	hög rh 44-50cm	31950043-KIT
Leverans		Finns i lager

2023-08-31

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities