

# Produktinformation

Gäller: R82 Swan Curo

## NYHET! Dusch- och toalettstol R82 Swan Curo

Nu lanserar vi en facelift av hygienstol R82 Swan – Swan Curo. Den uppdaterade hygienstolen ersätter befintlig hygienstol R82 Swan.

### Nyheter R82 Swan Curo



#### Polstringsdynor

Polstringsdyna i två delar för sits och rygg som följer formen på sittenhetsen.



#### Stag ställbart

Ställbart stag fotstöd för justering av knävinkeln.



#### Gaskolv

Gaskolv för enklare justering av sitsvinkel med användaren i stolen.

#### Ökad stabilitet

Ram runt ryggen ger ökad stabilitet i den formgjutna sitsenhetsen.



**Obs!** Polstringsdynor och stänkskydd ingår inte som standard utan beställs separat. Se tillbehör sid 3-4.

2023-02-24

1/4

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

## Storlekar

Samtliga storlekar har samma anatomiska utformning och antalet storlekar är reducerade till 4 st.



|                  |           |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Swan Curo</b> | Storlek 1 | Storlek 2 | Storlek 3 | Storlek 4 |           |           |
| <b>Swan</b>      | Storlek 2 | Storlek 3 | Storlek 4 | Storlek 5 | Storlek 6 | Storlek 7 |

| Benämning ny artikel   | Beskrivning                       | Nytt Art.nr      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Hygienstol Swan Curo 1 | inkl hållare för potta 75 mm hjul | 3187061          |
| Hygienstol Swan Curo 2 | inkl hållare för potta 75 mm hjul | 3187062          |
| Hygienstol Swan Curo 3 | inkl hållare för potta 75 mm hjul | 3187063          |
| Hygienstol Swan Curo 4 | inkl hållare för potta 75 mm hjul | 3187064          |
| <b>Leverans</b>        |                                   | <b>Mars 2023</b> |

| Benämning utgående artikel | Beskrivning                 | Utgående Art. nr. | Ersätts av nytt Art.nr |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Hygienstol Swan stl 2      | exkl fotstöd och stag       | 3187002-N         | 3187061                |
| Hygienstol Swan stl 3      | exkl fotstöd och stag       | 3187003-N         | 3187061                |
| Hygienstol Swan stl 4      | mod 2 exkl fotstöd och stag | 3187044           | 3187062                |
| Hygienstol Swan stl 5      | mod 2 exkl fotstöd och stag | 3187045           | 3187063                |
| Hygienstol Swan stl 6      | mod 2 exkl fotstöd och stag | 3187046           | 3187063                |
| Hygienstol Swan stl 7      | mod 2 exkl fotstöd och stag | 3187047           | 3187064                |
| <b>Leverans</b>            |                             |                   | <b>Utgår mars 2023</b> |

## Nya tillbehör R82 Swan Curo

Befintliga Swan tillbehör och reservdelar finns kvar i sortimentet.

För samtliga nya tillbehör, se artikellista på nästa sida.



**Polstringsdynor**



**Sitslock potthål**



**Stag fotplatta  
vinkeljusterbart**



**Stänkskydd nedre**



**Stänkskydd**



**Stänkskydd lågt**



**Underarmstöd**



**Potta / Lock till potta**



**Huvudstöd nr 3, blå PUR**



**Huvudstöd nr 4, blå PUR**



**Gaskolv extra stark  
Swan Curo storlek 3 & 4**



**Hjul 75 mm std alternativ  
100 mm eller 125 mm**

## Nya tillbehör, forts.

| Benämning artikel              | Beskrivning                 | Art.nr           |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Polstringsdyna Swan Curo stl 1 | rygg och sits kompl blå     | 3187061-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 2 | rygg och sits kompl blå     | 3187062-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 3 | rygg och sits kompl blå     | 3187063-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 4 | rygg och sits kompl blå     | 3187064-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 1 | rygg blå                    | 3187065-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 2 | rygg blå                    | 3187066-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 3 | rygg blå                    | 3187067-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 4 | rygg blå                    | 3187068-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 1 | sits blå                    | 3187069-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 2 | sits blå                    | 3187070-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 3 | sits blå                    | 3187071-61       |
| Polstringsdyna Swan Curo stl 4 | sits blå                    | 3187072-61       |
| Sitslock potthål Swan Curo     | stl 1 blå                   | 3187073-61       |
| Sitslock potthål Swan Curo     | stl 2 blå                   | 3187074-61       |
| Sitslock potthål Swan Curo     | stl 3 blå                   | 3187075-61       |
| Sitslock potthål Swan Curo     | stl 4 blå                   | 3187076-61       |
| Stag fotplatta vrb Swan Curo   | 25 cm                       | 3187023          |
| Stag fotplatta vrb Swan Curo   | 35 cm                       | 3187024          |
| Stag fotplatta vrb Swan Curo   | 50 cm                       | 3187025          |
| Stänkskydd nedre Swan Curo     | stl 1-2                     | 31870805         |
| Stänkskydd nedre Swan Curo     | stl 3                       | 31870806         |
| Stänkskydd nedre Swan Curo     | stl 4                       | 31870807         |
| Stänkskydd lågt Swan Curo      | blå                         | 31880508-0861    |
| Stänkskydd högt Swan Curo      | blå                         | 31880508-0561    |
| Underarmstöd Swan Curo stl 1   | blå                         | 31870131-61      |
| Underarmstöd Swan Curo stl 2   | blå                         | 31870132-61      |
| Underarmstöd Swan Curo stl 3   | blå                         | 31870133-61      |
| Underarmstöd Swan Curo stl 4   | blå                         | 31870134-61      |
| Hjul 100 mm låsbara            | Flamingo Swan Curo set/4 st | 31880100-S       |
| Hjul 125 mm låsbara            | Flamingo Swan Curo set/4 st | 31880100-125     |
| Potta Swan Curo stl 1-2        | stl 1-2                     | 31870800         |
| Potta Swan Curo stl 3          | stl 3                       | 31870801         |
| Potta Swan Curo stl 4          | stl 4                       | 31870802         |
| Lock till potta Swan Curo      | stl 1-2                     | 31870800-L       |
| Lock till potta Swan Curo      | stl 3                       | 31870801-L       |
| Lock till potta Swan Curo      | stl 4                       | 31870802-L       |
| Bord Swan Curo stl 1           | vit                         | 3187038          |
| Bord Swan Curo stl 2           | vit                         | 3187039          |
| Bord Swan Curo stl 3           | vit                         | 3187040          |
| Bord Swan Curo stl 4           | vit                         | 3187041          |
| Gaskolv Swan Curo stl 3        | 300N                        | 3187052-300      |
| Gaskolv Swan Curo stl 4        | 400N                        | 3187052-400      |
| <b>Leverans</b>                |                             | <b>Mars 2023</b> |