

Produktinformation

Gäller: R82 Multi Frame

Syrgashållare till underrede R82 Multi Frame

R82®

Nu finns syrgashållare som nytt tillbehör till underrede Multi Frame.

Syrgashållaren passar Multi Frame i samtliga storlekar, utrustade med 12.5" transporthjul.

Syrgashållaren monteras antingen på höger eller vänster sida på tvärstaget på chassits undersida.

Den passar olika storlekar och former på flaskor och fixeras med två remmar. Hållaren kan enkelt monteras av.



Syrgashållare monterad på Multi Frame

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare Multi Frame	12.5" transporthjul	319776296
Leverans		Finns i lager

2023-01-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities