

# Produktinformation

Gäller: Prio | Cross

## Armstöd L 37 cm justerbart

etac®

Nu breddar vi vårt utbud av armstöd med en ny modell som passar till både Prio och Cross.

Armstödet bygger på vårt Armstöd universal, som kan köpas utan armstödsdyna för egen anpassning. Här har vi utrustat detta med armstödsdyna PU från R82.

Det nya armstödet är 37 x 8 cm.

Armstödet är höjdjusterbart samt djupjusterbart.



**Det nya justerbara armstödet, som passar både till Prio och Cross**

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd L 37 cm jb längd hö	Prio	28801-1
Armstöd L 37 cm jb längd vä	Prio	28801-2
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2023-09-12 ID: P35153A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities