

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy

Drivhjul 24" massivt med rostfri drivring (art.nr 27567) får nytt utförande och nytt artikelnummer.

etac[®]

Drivhjulet kommer få ett nytt däck. I samband med nytt utförande kommer drivhjulet också att få ett nytt artikelnummer (art.nr 28844). Det nya däcket har en mörkare färg och ett grövre mönster.

Införandet kommer att ske under februari 2023.

Då orderläget varit högt kommer nuvarande drivhjul (art.nr 27567) ta slut innan vi kan införa det nya drivhjulet (art.nr 28844). För att lösa den uppkomna situationen kommer vi från och med nu tillfälligt behöva leverera rullstolar med drivhjul (art.nr 28092). Detta är ett motsvarande drivhjul med massivt däck och rostfri drivring.



Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	27567
Slutförbrukat		Utgått

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	28844
Leverans		Vecka 8, 2023

2023-01-02 ID: P31985-4A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities