

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

Avtorkningsbar rygg

etac®

Som ett alternativ till den mjuka ryggklädseln introducerar vi nu vår nya avtorkningsbara rygg. Den är utformad för att enkelt kunna rengöras mellan olika brukare vilket säkerställer en hygienisk miljö.

Det ergonomiskt utformade ryggstödet ger optimal komfort genom att flexa i den nedre delen och därmed anpassar sig efter varje individ.

Med vred på baksidan är den enkel att montera utan användning av verktyg. Det finns även möjlighet att justera höjden genom att skjuta den upp och ner på chassit. När rätt höjd är vald drar man enkelt åt vreden och därmed sitter den fast.

Den avtorkningsbara ryggen tål manuell rengöring med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel (pH-värde mellan 5-9) och 70% desinfektionssprit.

Observera att den inte passar till Swift Mobil-2 med XL-rygg eller Swift Mobil Tilt-2 med XL-rygg.



Vår nya avtorkningsbara rygg som passar Swift Mobil-2

Benämning artikel Tillbehör	Beskrivning	Art. nr.	Beräknad säljstart
Avtorkningsbar rygg	Swift Mobil-2, Alto	80209530	V. 15 2024

Benämning artikel Reservdel	Beskrivning	Art. nr.	Beräknad säljstart
Vred Avtorkningsbar Rygg 2 st	Swift Mobil-2, Alto	84006223	V. 15 2024

2024-02-27 ID: P5630A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se