

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2 | Clean | Clean Hight Adjustable | Clean 24"

Mindre förändringar på rygglädsel till Swift Mobil-2 och Clean

etac

På rygglädsel till Swift Mobil-2 och Clean så byts färgen på det bredare bandet så att det stämmer bättre överens med övriga banddetaljer.


Rygglädsel till Swift Mobil-2 ingår i samtliga huvudprodukter och finns som reservdel.

Rygglädsel till Clean ingår i några huvudprodukter samt finns som tillbehör.


Förändringen kommer att införas löpande under Q1 2024.



Nuvarande rygglädsel Swift Mobil-2



Ny rygglädsel Swift Mobil-2



För att förenkla sortering efter tvätt så har namn på artikeln och vilken produkt den tillhör lagts till på etiketten som är fastsydd på samtliga rygglädsel tillhörande Swift Mobil-2 och Clean.