

# Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

## Gunga i sidled – Nytt tillbehör till ståstöd Meerkat

R82®

I vårt nuvarande tillbehörssortiment finns gunga till Meerkat som gör det möjligt för barnet att gunga fram och tillbaka. Nu har vi tagit fram ett tillbehör, som i kombination med existerande gunga, tillåter barnet att gunga i sidled. Med detta nya tillbehör kan barnet variera viktbäringen mellan höger och vänster ben genom att gunga åt sidorna.

För att montera gunga i sidled krävs existerande gunga: 31118598-1 (stl 1), 31117047-1 (stl 2-3).



Meerkat med gunga i sidled

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Gunga sidled Meerkat stl 1	kräver 31118598-1	31869488-1
Gunga sidled Meerkat stl 2-3	kräver 31117047-1	31869488-2
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2024-01-18

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**®  
Creating Possibilities