

Produktinformation


Gäller: R82 Mustang

Handbroms – Nytt tillbehör till gästöd R82 Mustang

R82®

Nu finns möjligheten att montera handbroms på Mustang i kombination med underarmstöd, oavsett om Mustang används som ett framåtvänt eller bakåtvänt gånghjälpmedel.

För att montera handbromsen krävs att Mustang är utrustad med 200 mm hjul.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 1 hjul 200 mm	31869346-1
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 2 hjul 200 mm	31869346-2
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 3 hjul 200 mm	31869346-3
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 4 hjul 200 mm	31869346-4
Leverans		Finns i lager

2024-01-25

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities