

Produktinformation

Gäller: Prio Eltilt

Prio Eltilt – Nytt batteri

etac®

Prio Eltilt kommer att få ett nytt batteri. Det nya batteriet är något större, vilket krävde en förändring av det övre och undre batterifästet till Prio. Den nya kompletta satsen är uppdaterad med nya fästen samt nytt batteri och kommer att fasa in under april/maj.

Det utgående batteriet BA21 kommer att finnas kvar som reservdel tills lagersaldot är slut. Därefter krävs ett nytt fäste om det nya batteriet BA22 ska monteras på befintlig Prio med Eltilt.

Specifikation av utgående batteri: BA21, nytt batteri: BA22.



Det nya batteriet BA22



Det utgående batteriet BA21

| Benämning ny artikel | Beskrivning | Art. nr. |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Etilt Prio kompl sats | | 28898 |
| Batteri BA22 | | 83837 |
| Fäste etilt BA22 kpl | | 24841 |
| Beräknad leverans | | april/maj, 2024 |

| Benämning utgående artikel | Beskrivning | Art. nr. |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Etilt Prio kompl sats | | 28348 |
| Batteri BA21 | (reservdel 5 år) | 83168 |
| Utgår | | april/maj, 2024 |

2024-04-19 ID: P32040A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities