

# Produktinformation

Gäller: Cross | Prio | Crissy | Transit

## Skydd hjulaxel – Nytt utförande

etac®

Skydd hjulaxel är justerat för att passa till fler framgafflar.

Det nya skyddet passar till befintligt och kommande sortiment av framgafflar, medan det gamla endast passar till befintligt sortiment. Skillnaden mellan ny och gammal ser du på bilderna nedan.



Det nya skyddet för hjulaxel är lite lägre i höjd, samt att "flärpen" på baksidan är lite mindre än på det gamla.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Skydd hjulaxel		51284
Skydd hjulaxel 50 st	sats	28966
<b>Leverans</b>		Vecka 1, 2024

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Skydd hjulaxel svart		51135
Skydd hjulaxel PA 6 50 st		27954
<b>Utgår</b>		Efter slutförbrukning

2024-01-17 ID: P5633A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities